

# FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS 2020

## MÁSCARAS TNT TRIPLAS COM ELÁSTICO



### ESPECIFICAÇÕES:

Emb.	Código	Comp. Elástico	Largura	Gramatura	Clipe Nasal	EAN (Pacote)	DUN (Caixa)
Cartucho	7392	16,5cm +/- 0,5cm	9cm	Int: 16gm <sup>2</sup> Med: 20g/m <sup>2</sup> Ext: 16g/m <sup>2</sup>	13,5cm +/- 0,5cm	7898946757637	17898946757634
Pacote	7238	16,5cm +/- 0,5cm	9cm	Int: 16gm <sup>2</sup> Med: 20g/m <sup>2</sup> Ext: 16g/m <sup>2</sup>	13,5cm +/- 0,5cm	7898946757682	17898946757689

### DETALHES TÉCNICOS:

NCM: 6307.90.10

REGISTRO ANVISA: 80605410002 / 80605410033

COMPOSIÇÃO: 100% polipropileno; elástico com 0,25mm; CLIPS NASAL em arame plastificado com PVC chato 0,50mm

CARTUCHO: 50 unidades

CAIXA MASTER: 2500 unidades

ARMAZENAGEM: Manter em local limpo, seco, fresco, protegido da luz, umidade e calor excessivo. Temperatura ideal de armazenamento: 10 a 40°C

VALIDADE: A validade é assegurada por 5 anos, enquanto a embalagem permanecer íntegra e de acordo com as instruções de armazenagem.

DVT Comércio, Importação e Exportação LTDA.

CNPJ: 07.439.329/0001-00

Rua João Thomaz Pinto, 1570, Galpão A, Módulos 6 e 7,

Bairro Canhanduba - Itajaí / SC, CEP: 88313-045

SAC: sac@talge.com.br / www.talge.com.br

Responsável Técnico: Rodrigo Giacomini | CRA/SC: 6-01823

**TALGE**  
QUALIDADE E SEGURANÇA

## MÁSCARAS TNT TRIPLAS COM ELÁSTICO

### DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS:

Máscaras triplas descartáveis com elástico confeccionadas inteiramente em tecido não tecido (TNT) no estilo retangular, possuem três camadas, com acabamento em toda a extremidade por soldagem eletrônica pontilhada, sendo duas camadas (externa e interna) em TNT e uma camada de filtro meltblown. Eficiência de Filtração Bacteriana (EFB) de 95%. No centro da máscara existem três pregas que se ajustam ao aumento ou diminuição do tamanho. Quando inteiramente aberta, estas pregas protegem desde o topo do nariz até a cobertura total do queixo, cobrindo a maioria das conformações faciais conhecidas e mantendo-as protegidas.

### INDICAÇÕES E INSTRUÇÕES DE USO:

Indicada para evitar o contato com corpos estranhos. Utilizada em hospitais, laboratórios de manipulação, clínicas, consultórios dentários e médicos, indústrias químicas, farmacêuticas e alimentícias, área estética e gastronômica. Colocar a máscara em frente ao rosto, compreendendo as áreas do nariz e da boca, acertando o clipe no nariz, para melhor adaptação da máscara. Após o uso, descartar em local apropriado.

### ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES:

- Produto de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Produto não estéril;
- Produto isento de látex natural;
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Após o uso remover e descartar em local adequado;
- Produto atóxico.

