



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

FT - 001

**PRODUTO: ÁGUA SANITÁRIA
(TRADICIONAL - CLASSIC)**

Página: 01/03
Revisão: 02
Data: 01/11/2021

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A **Água Sanitária Girando Sol** é um produto de uso múltiplo, podendo ser usado como alvejante, tira manchas, limpa limo, fungicida, bactericida e limpeza pesada (6x1). Combate o crescimento da larva do mosquito da dengue.

2. MODO DE USO

ANTES DE USAR O PRODUTO, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. É PROIBIDO O USO DESTES PRODUTOS EM ESTABELECIMENTOS DE ASSINTÊNCIA À SAÚDE.

Na Lavagem de Roupas: Adicionar ½ copo (100 ml) de Água Sanitária Girando Sol em um balde de 10 litros de água, misture bem e mergulhe a roupa. Deixe de molho durante 1 hora e enxágue bem antes de iniciar a lavagem no tanque ou na máquina. Não utilizar o produto em tecidos de seda, lã, couro, lycra roupas coloridas e roupas brancas com este sinal. ~~☒~~

Para remover manchas difíceis: Misturar 1 copo (200ml) de Água Sanitária Girando Sol para cada 5 litros de água. Deixe agir por 10 minutos enxaguando em seguida.

Limpeza Geral: Na limpeza de limo, pias, pisos de cerâmicas e azulejos, misture 1 copo (200 ml) de Água Sanitária Girando Sol para 10 litros de água. Em superfícies encardidas usar 1 copo para 5 litros de água.

Ralos e Banheiros: Uma vez por semana coloque no ralo 1 copo (200ml) de Água Sanitária Girando Sol pura, evitando o contato com as peças metálicas. Para desinfetar pisos, azulejos e remover manchas ou incrustações, use o produto puro. Enxágue após 10 minutos.

No vaso sanitário e Fungicida – Uso puro: Aplique por dentro e nas bordas, enxágue após 10 minutos. Na higienização de peças sanitárias, pisos e azulejos, dilua ½ copo (100ml) de Água Sanitária Girando Sol em 1 litro de água. Enxágue após 10 minutos. **Produto testado contra o seguinte microrganismo: *Trichophyton Interdigitale*.**

Desinfecção de frutas e verduras: Para desinfetar frutas e verduras, dilua uma colher das de sopa (10ml) de Água Sanitária Girando Sol em 5 litros de água. Enxágue bem após 10 minutos.

Limpeza e desinfecção de caixas de água: Esvaziar e limpar a caixa de água com escova. Após, encher novamente e acrescentar 1 litro de Água Sanitária Girando Sol para cada 1000 litros de água. Deixar agir por 2 horas e após esvaziar através das torneiras (desinfecção do encanamento).

Mosquito da dengue: Para combater o crescimento das larvas do mosquito da dengue, adicione 2ml de Água Sanitária Girando Sol para cada litro de água tratada.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto (Estado Físico, Forma e Cor): Líquido de baixa viscosidade, levemente amarelado.

Odor: Característico.

Aparência física: Líquido límpido.

Cor: Líquido transparente, levemente amarelado.

pH a 25°C: 12,00 – 13,00.

Teor de cloro (%): 2,0 - 2,5 p/p.

Densidade relativa a 25°C: 1,00 – 1,039 g/ml.

4. COMPOSIÇÃO

Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Carbonato de Cálcio e Água. **Componente Ativo:** Hipoclorito de Sódio.



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

FT - 001

**PRODUTO: ÁGUA SANITÁRIA
(TRADICIONAL - CLASSIC)**

Página: 02/03
Revisão: 02
Data: 01/11/2021

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUCÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS À BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES TÓXICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração e contato com os olhos e a pele. Produto irritante para os olhos e a pele. Mantenha o produto na sua embalagem original. Para conservação da qualidade do produto mantenha a embalagem protegida do sol e calor. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida, antes de reutilizá-los. Não usar em recipientes e objetos metálicos. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. **A Girando Sol não realiza testes em animais. Pode ficar tranquilo!**

CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: Em caso de contato com os olhos e a pele ou com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Se persistir a irritação, procure um médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e procure um Serviço de Saúde ou o médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não dê nada por via oral à uma pessoa inconsciente.

EMERGÊNCIAS TOXICOLÓGICAS: CIT/RS 0(XX)51.2139.9200 OU 0800.721.3000.

6. CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha a embalagem fechada ao abrigo da luz solar direta e do calor. Mantenha em local seco e fresco. Mantenha o produto em sua embalagem original e bem fechada após o uso.

7. PRAZO DE VALIDADE

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação.

8. EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Embalagem Branca – Classic

Frascos PE de 1L e 2L

Apresentação 1L: Caixas com 12 unidades.

Apresentação 2L: Caixas com 6 unidades.

Embalagem Verde – Tradicional

Frascos PE de 1L, 2L e 5L

Apresentação 1L: Caixas com 12 unidades.

Apresentação 2L: Caixas com 6 unidades.

Apresentação 5L: Caixas com 4 unidades.

9. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE LOTE OU PARTIDA

Lote sequencial por dia de produção.

Dados impressos: Lote, data de fabricação e data de validade.

10. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO

O processo de fabricação da Água Sanitária Girando Sol consiste no sistema de mistura em batelada. O processo inicia com a dosagem das matérias primas (pré-aprovadas pelo controle de qualidade), em reator de polipropileno, mistura por recirculação e filtragem conforme fórmula e sequência pré-estabelecidas. Após análise e aprovação da mistura homogeneizada, o produto é armazenado em tanque pulmão, aguardando envase. O produto elaborado é deslocado por gravidade para a linha de envase, onde será envasado, encaixotado, identificado e encaminhado ao setor de expedição.



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

FT - 001

**PRODUTO: ÁGUA SANITÁRIA
(TRADICIONAL - CLASSIC)**

Página: 03/03
Revisão: 02
Data: 01/11/2021

11. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - ANVISA

Produto de Risco II.

12. NOTIFICAÇÃO / REGISTRO

1L e 2L – REGISTRO MS n.º 3.1389.0017.001-8.

5L – REGISTRO MS nº 3.1389.0017.002-6.

13. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º Químico Marco Antonio Jaeger - CRQ: 05301411 - 5ª Região.

14. ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS 0800 701 7169

Caixa Postal: 08 - CEP.: 95940-000 - Arroio do Meio RS.

consumidor@girandosol.com.br - www.girandosol.com.br

15. DADOS GIRANDO SOL

IND. COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA GIRANDO SOL LTDA.

Rua Arthur José Schroeder, 780 – Bairro São Caetano – Arroio do Meio – RS

CEP.: 95940-000 – Fone (51) 3716 9400 – CNPJ: 93.973.329/0001-10

CGC/TE: 005/0013440. Autorização de Funcionamento/MS 3.01389-7.

José Ricardo Klaus – Analista de Rotulagem e Licenças
qualidade@girandosol.com.br – (51) 3716 9400